

新型コロナウイルス唾液 PCR の検査方法について

1. 問診票に記載してください。電話番号は必ず記載してください。
2. 身分証明書（保険証か免許証）を文字が見えるように拡大して A4 サイズにコピーして提出してください
3. ①唾液をためる容器（↓参照。青かピンクのキャップ）、②ジッパー付きビニール袋、③アルコール綿 があることを確認してください。
4. ビニール袋のシールに採取日、時刻（だいたいでもいいです）、名前、フリガナ、性別、年齢を記入してください。
5. 下記を参照して唾液を容器に入れ、ビニール袋に入れて指定の場所へ立ててください


注意事項

- 採取1時間前から食事、うがい、歯磨きはさけてください

唾液検体での提出方法について(患者様用)

必ず、医療機関から指定された容器に採取してください。

唾液の採取について

1. 自然に分泌される唾液を口の中に溜めます。	滅菌容器  2mL 1mL
2. 口に溜まった唾液を容器に直接、入れてください。 5～10分間かけると、1～2mL採取できます。 注意点 <ul style="list-style-type: none">• 容器の内側は手で触らないでください。• 外側に唾液が付かないよう、ご注意ください。	
3. 容器の目盛で、1mL以上が入っていることを確認してください。	
4. 容器のキャップをしっかりと閉め、容器全体をアルコール等で拭きとってください。	
5. 指定の場所に提出してください。	